



Mitteilung des Zentrallabors

Änderung der Bestimmungsmethode für C1q

Bis bisher verwendete Assay zur Bestimmung von C1q wird vom Markt genommen, so dass wir ab sofort einen neuen Test verwenden werden.

Material: Serum (unverändert)
neuer Referenzbereich: > 0,157 g/l (vorher: > 0,100 g/l)

cave: Hämolyse, Lipämie sowie alle Trübungen des Serums stören die Bestimmung

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

Lotz
15-04-2024