

Mainz, 10.09.2026


WICHTIGE MITTEILUNG

INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND LABORATORIUMSMEDIZIN

Umstellung des Tests zur Bestimmung von Antikörpern im Rahmen der HIT Typ II

Aufgrund von voraussichtlich länger bestehenden Lieferschwierigkeiten musste ein Alternativ-Assay für HIT-II etabliert werden, der jedoch Autoantikörper vom IgG/IgM sowie IgA Typ nachweist und nicht wie bisher nur das spezifische IgG. Daher ist aufgrund der geringeren Spezifität mit mehr falsch positiven Ergebnissen zu rechnen, die dann mittels HIPA-Test bestätigt werden sollten (externe Untersuchung). Außerdem ändert sich das einzusendende Material von Serum auf Citratplasma! Die Anforderung findet sich jetzt unter den Parametern der Gerinnung.

Die Umstellung erfolgt ab sofort (10.09.2026).



Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte unseren akademischen Rufdienst (Tel. 2121).