

! Mitteilung des Zentrallabors !

Änderung der Methode und des Referenzbereiches für die CH-50 Bestimmung

Die Testumstellung erfolgt am Dienstag, dem 19.05.2020

Aufgrund einer notwendigen Geräteumstellung ändert sich die Methode zum Screening des klassischen Komplementweges (CH-50). Nach Aktivierung des klassischen Komplementweges wird im Serum die Konzentration der gebildeten terminalen Komplementkomplexe (TCC) gemessen. Die Standardisierung erfolgt dann über die lytische Aktivität auf Schaferythrozyten.

Aus diesem Grunde werden die Ergebnisse als äquivalente Einheiten angegeben. Der Referenzbereich für Patienten ohne Hinweis auf eine Störung des klassischen Komplementweges ist

≥ 60 E Äq/ml (äquivalente Einheiten/ml)

Für Rückfragen steht unser Arzt vom Dienst (Tel. 2121) zur Verfügung.

18.05.2020



Lotz