



Mitteilung des Zentrallabors

Anforderung des Faktor IX unter Refixia-Substitution

Faktor IX-Bestimmung bei Hämophilie B-Patienten unter Substitution mit **Refixia®** (Nonacog beta pegol)

- Bei der Bestimmung von Faktor IX unter Substitution mit Refixia® (Nonacog beta pegol) unterschätzt die Routinemethode die Aktivität um mehr als 50%¹!
- Daher muss unter Refixia®-Substitution ein alternatives Reagenz verwendet werden (SynthAFax)
- Ab dem 04.10.2023 ist die Anforderung von „Faktor IX SynthAFax“ über Lauris möglich
- Nur anforderbar unter Angabe von „Refixia (Nonacog beta pegol)“ im Dropdown-Menü
- Bei allen anderen Patienten sollte weiterhin im Lauris die Routinemethode „Faktor IX“ angewählt werden

¹ **Empfehlungen zur Bestimmung der FIX:C-Aktivität bei Behandlung mit halbwertszeitverlängerten FIX-Produkten, GTH, Stand 12/2020**

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.