

AUFTRAGSFORMULAR

MESSUNG VON STIMULIERENDEN UND BLOCKIERENDEN THYREOTROPIN REZEPTOR ANTIKÖRPERN MITTELS BIOASSAYS

Differenzierung funktioneller TSH-Rezeptor Antikörper (TSHR-AK):

- TSAb (Stimulierende TSHR-AK) / TBAb (Blockierende TSHR-AK)

Benötigtes Probenmaterial: 2 ml Serum pro Probe (die Blutentnahme sollte am nüchternen Patienten erfolgen)

Probenvorbereitung: Zentrifugation der Blutprobe 1-2 Stunden nach der Blutentnahme. Anschließend das Serum in ein neues Kunststoffröhrchen überführen und auf Trockeneis zu uns senden. Auftauen der Proben vor der Lieferung in das Labor ist nicht empfohlen. Aus logistischen Gründen werden alle Proben nach der Messung vernichtet. Aus diesem Grund ist eine Rücksendung des Materials nicht möglich.

Versandadresse:

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz
Molekulares Schilddrüsenlabor
Gebäude 302T, 1. OG
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz
Telefon (Fax): +49- 6131 – 17- 2290 (3460)

Kosten: Die Abrechnung erfolgt nach dem aktuellen Satz des Normaltarifs der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG-NT), Spalte 7.

Angaben zum Patienten:	Klinische Angaben:
Nachname / Vorname:	Diagnose:
Geburtsdatum:	TSH:
Geschlecht: <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich	Freies T3:
Datum der Blutentnahme:	Freies T4:
Anschrift des Patienten:	Derzeitige Therapie:
Schwangerschaft: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Weitere Angaben:
Messung wurde angefordert von:	
Krankenhaus / Institution:	
Name des anfordernden Arztes:	
Adresse zur Befundmitteilung:	
Adresse des Rechnungsempfängers:	