



## **! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors!**

### **Relevante Änderung der Wertelage (Einheit) für die sIL-2 Rezeptor Bestimmung**

Aufgrund von qualitätssichernden Maßnahmen wurde ein neuer Assay zur Bestimmung des sIL-2R eingeführt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen:

**Wertelage:** ca. 7x höhere Messwerte; [neuer Messwert] = 7,3x [alter Messwert] – 0,8

**Einheit:** U/ml (statt bisher ng/ml)

**Referenzbereich:** 19,1 – 68,5 U/ml

**Umstellung ab:** 06-09-2024

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

Lotz  
13-09-2024