

Mainz, 29.07.2026

WICHTIGE MITTEILUNG

INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND LABORATORIUMSMEDIZIN

HIT-Diagnostik aufgrund von Lieferschwierigkeiten nur einmal wöchentlich

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Reagenzes erfolgt die HIT-Diagnostik (Heparin-Induzierte Thrombozyten-Antikörper (HIT-Typ 2)) aktuell nur **einmal wöchentlich**.

In dringenden Notfällen muss **telefonisch** (Dienstarzt: 2121) angemeldet werden, dass die HIT-Bestimmung während der Routinezeiten (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14:30 Uhr) außerhalb des Plans erfolgen muss.

Bitte beachten Sie, dass als erste diagnostische Maßnahme eine Abschätzung mittels des 4T-Score durchgeführt werden sollte. Die Diagnose ist klinisch zu stellen, bei Verdacht muss Heparin unverzüglich abgesetzt werden.

Die Änderung erfolgt ab sofort und bis auf weitere Meldung.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Bereichsleitung (Tel. 6253) oder unseren akademischen Rufdienst (Tel. 2121).